


Produktkatalog  
Stomaversorgung

unoro

2026

A woman with wet hair, wearing a dark floral bikini top, is sitting in a wooden sauna. She is looking off to the right with a thoughtful expression. The background consists of horizontal wooden planks.

Here for what matters

# Willkommen bei Unora

Wir gestalten Stomaversorgung neu – für Menschen, die mit stetigen Veränderungen leben und für alle, die sie dabei begleiten.

Das Unora Sortiment an Stoma-Produkten und Zubehör wurde mit Blick auf optimalen Hautschutz und Tragekomfort entwickelt.

Unsere fünf verschiedenen Materialoptionen sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung kombiniert mit modernster Technologie. Für Anwender bietet sich dadurch die Möglichkeit, die Stomaversorgung individuell auszuwählen – abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse und die aktuelle Lebenssituation.

Stomaversorgung geht bei Unora über das Produkt hinaus. Wir sind da für die kleinen Erfolge, die herausfordernden Momente und alles dazwischen. Vom ersten Gespräch bis zum Leben nach der Operation stehen wir als Partner an Ihrer Seite und bieten Orientierung und Unterstützung, damit sich alle Beteiligten im Alltag sicher fühlen können.

Mit Unora können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren – eine verlässliche und passende Versorgung für alle.

**We're here for what matters.**

# Inhaltsverzeichnis

## Einleitung

Produktfamilien	8
Hautschutzmaterialien	10
Konvexitäten	12
Systeme	14
Produkteigenschaften	16

## Produkte

Kolostomie	18
Ileostomie	34
Urostomie	50
Sonderversorgung	66
Zubehör	72

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer	78
---------------------------------------	----



# Produktfamilien

Unser Portfolio umfasst Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse in der Stomaversorgung. Von innovativen Produkten aus Silikon bis hin zu bewährten Hydrokolloid-Hautschutzmaterialien – all unsere Produkte wurden entwickelt, um im Alltag eine sichere und komfortable Versorgung zu gewährleisten.



## Silkura®

Innovative Silikon-Technologie für gesunde Haut.

Der atmungsaktive Silikon-Hautschutz passt sich jeder Bewegung an. Er bietet einen sicheren Sitz und ein angenehmes, kaum spürbares Tragegefühl – den ganzen Tag.

- Atmungsaktiver Silikon-Hautschutz unterstützt das natürliche Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haut
- Nicht-reaktives, hautfreundliches Material – geeignet für empfindliche oder strapazierte Haut
- Leichte, wasserabweisende Materialstruktur, die sich auch bei Aktivität trocken auf der Haut anfühlt
- Sanfte, gleichmäßige Haftung zum Schutz der Hautintegrität
- Komfortables, atraumatisches Ablösen – eine Schädigung der Haut wird vermieden
- Beutel in elegantem, dezentem Schwarz – 100 % blickdicht für Sicherheit und Diskretion

## Stomocur®

Verlässliche Hydrokolloid-Technologie für Sicherheit und Vertrauen im Alltag.

Das Stomocur®-Sortiment bietet eine Auswahl an bewährten Hydrokolloid-Hautschutzmaterialien, welche eine flexible Anpassung an unterschiedliche Haut- und Stomaumgebungen ermöglichen.

- Auswahl verschiedener Materialien für unterschiedliche Anforderungen, z. B. angereichert mit Alginat oder frei von tierischen Bestandteilen
- Bewährte Haftkraft für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Unterstützt die Integrität der peristomalen Haut und ermöglicht lange Tragezeiten
- Vielfältige Beutelformen, Größen und Konvexitäten – für alle Körperkontouren die perfekte Lösung
- Erhältlich als einteiliges System oder als zweiteiliges Click-System

# Hautschutzmaterialien

Gesunde Haut rund um das Stoma ist die Grundlage einer guten Versorgung. Unser Sortiment bietet Hautschutzmaterialien, die für verschiedenste Hauttypen und Tragegewohnheiten geeignet sind. So wird die Versorgung individuell und flexibel, genau auf die Bedürfnisse jeder Person, abgestimmt.



## Silikon

Atmungsaktiver Silikon-Hautschutz  
– starker Halt, sanft zur Haut und kaum spürbar.

- Atmungsaktives Material, unterstützt das natürliche Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haut
- Schmiegt sich sanft an die Haut und sorgt für einen zuverlässigen Sitz
- Passt sich den Bewegungen des Körpers an, für ein leichtes, kaum spürbares Tragegefühl



## Hydrokolloid

Bewährter Hydrokolloid-Hautschutz mit zuverlässiger Haftung und sicherem Sitz für den täglichen Einsatz.

- Etablierte Hydrokolloid-Formulierung für eine zuverlässige Haftung
- Starke Feuchtigkeitsabsorption zum Schutz vor Leckagen
- Bewährte Materialtechnologie für die alltägliche Stomaversorgung



## Combiflange

Hydrokolloid mit Dual-Layer Technologie zur Verbesserung von Haftung und Sicherheit bei gleichzeitig hoher Flexibilität.

- Zwei miteinander verbundene Hydrokolloid-Schichten für erhöhte Absorptionsfähigkeit
- 0,4 mm dicker als Standard-Hydrokolloid für einen noch zuverlässigeren Halt
- Dünn zulaufender Rand, der sich sanft an Hautkonturen anpasst



## Alginat

Hautschutz, der bis zu 1,5 × mehr Flüssigkeit aufnimmt als herkömmliche Hydrokolloide und so für ein verbessertes Feuchtigkeitsmanagement sorgt.

- Enthält 15 % Alginat aus natürlicher Meeresalge
- Bildet ein elastisches Gel, das sich jeder Hautoberfläche anpasst
- Unterstützt ein ausgeglichenes peristomales Hautmilieu und längere Tragezeiten



## Microskin

Ultradünner, flexibler Hautschutz, der sich optimal an den Körper und natürliche Bewegungen anpasst.

- Ultradünne Folie mit einer Materialstärke von nur 0,02 mm für mehr Diskretion
- Hohe Flexibilität zur Anpassung an Körperkonturen und Bewegungen
- Geeignet für einen aktiven Lebensstil



## Gelatinefrei


Hydrokolloid-Hautschutz ohne Gelatine oder andere tierische Bestandteile, abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse.

- Zuverlässige Haftung für einen sicheren Sitz
- Geeignet für Personen mit spezifischen ernährungsbedingten, kulturellen oder ethischen Anforderungen
- Komfortabler Hautschutz für den täglichen Einsatz

# Konvexitäten

Jedes Stoma und jede Körperkontur ist anders. Wenn zusätzliche Unterstützung benötigt wird, um das Stoma besser hervorzuheben und eine sichere Abdichtung zu gewährleisten, können konvexe Basisplatten zu einem zuverlässigeren Sitz beitragen.


Unser Sortiment an konvexen Basisplatten umfasst verschiedene Konvexitäten und Plateaugrößen. So lässt sich das passende Maß an Unterstützung auf die individuellen Bedürfnisse jeder Person abstimmen.



## Medium Konvex

Medium konvexe Basisplatten bieten sanfte Unterstützung und sind dabei flexibel und angenehm zu tragen. Mit einer Konvexität von 3,5 mm tragen sie zu einem sicheren Sitz bei und passen sich harmonisch den natürlichen Körperkonturen an.

Medium konvexe Basisplatten sind in drei verschiedenen Plateaugrößen erhältlich.



## Konvex

Konvexe Basisplatten bieten ein höheres Maß an Unterstützung, wenn zusätzlicher Druck benötigt wird, damit das Stoma besser hervortritt und somit eine sichere Abdichtung erreicht wird. Mit einer Konvexität von 7 mm sind die Basisplatten darauf ausgelegt, auch anspruchsvollere Stomaprofile zu unterstützen – ohne auf Komfort und Flexibilität zu verzichten.

Konvexe Basisplatten sind in bis zu vier verschiedenen Plateaugrößen erhältlich.

Erhältlich als Combiflange- und Alginat-Hautschutz, bieten unsere konvexen und medium-konvexen Basisplatten zuverlässigen Halt und ein hohes Maß an Flexibilität – für komfortable Unterstützung im Alltag.

# Systeme


Verschiedene Beutelsysteme unterstützen unterschiedliche Ansätze in der Stomaversorgung.

Unsere Einteiler- und Zweiteilersysteme ermöglichen es, die Versorgung flexibel an persönliche Vorlieben, Hautbedürfnisse und individuelle Alltagsroutinen anzupassen.



## Einteiliges System

Bei einem einteiligen System bilden Beutel und Basisplatte eine feste Einheit. Das gesamte System wird bei dieser Versorgungslösung in einem Schritt gewechselt.



## Zweiteiliges System

Bei einem zweiteiligen System kann der Beutel gewechselt werden, ohne die Basisplatte von der Haut zu lösen. Das kann dazu beitragen, die Anzahl der notwendigen Hautschutzwechsel zu verringern und zugleich mehr Flexibilität in der täglichen Versorgung zu ermöglichen.

Das Unora Zweiteiler-System kombiniert eine zuverlässige Haftung mit einem sicheren Rastringmechanismus, wodurch sich die Beutel einfach anbringen und ebenso unkompliziert wieder entfernen lassen.

- Einfach zu handhabender Rastringmechanismus
- Hörbares „Klick“ bestätigt die sichere Verbindung von Basisplatte und Beutel
- Rastring in drei Durchmessern erhältlich: 45 mm, 57 mm und 70 mm


# Produkteigenschaften

Unsere Beutel werden in Berlin entwickelt und hergestellt – unter Einsatz moderner Produktionstechnologien und hochwertiger Materialien.


Sie zeichnen sich durch innovative und durchdachte Eigenschaften aus, die sowohl den medizinischen Anforderungen von Fachpersonal als auch den Bedürfnissen der Anwender entsprechen.

## Beutelformen

Symmetrisch



Asymmetrisch



## Ablässe



„Safe and Easy“  
Auslass -  
Ileostomie



Großer  
Softauslass  
- Drainage



Softauslass  
- Urostomie





„Twist and Safe“  
Auslass -  
Urostomie

## Covermaterial

Vlies



Textil




## Filter

- Kolostomie – Aktivkohlefilter
- Ileostomie – MPC-Filter  
MPC-Filtertechnologie (Moisture Protect Composition)  
= Zusätzliche Schutzschicht, welche eine Flüssigkeitsaufnahme verhindert.

## „Window“-Technologie

Die meisten unserer Beutel sind mit einem von der Unora erfundenen „Window“ ausgestattet. Dieses ermöglicht eine einfache Positionierung und Beobachtung.



# Kolostomie

Unora Kolostomie-Produkte kombinieren zuverlässige Filter mit komfortablen Cover- und Hautschutzmaterialien, um den peristomalen Bereich zu schützen und Sicherheit im Alltag zu geben.

Unser Portfolio umfasst zwei sich ergänzende Produktfamilien und bietet eine breite Auswahl an Versorgungsgängen für unterschiedliche Körperformen, Hautzustände und Lebensstile. Diese unterstützen sowohl die Rückkehr zu mehr Sicherheit im Alltag nach einer Operation als auch die etablierten Routinen langjähriger Stomaträger.

## Silkura®

Innovative Silikon-Technologie für gesunde Haut.



### Silikon

Atmungsaktiver Silikon-Hautschutz  
– starker Halt, sanft zur Haut und kaum spürbar.

## Stomocur®

Verlässliche Hydrokolloid-Technologie für Sicherheit und Vertrauen im Alltag.



### Hydrokolloid

Bewährter Hydrokolloid-Hautschutz mit zuverlässiger Haftung und sicherem Sitz für den täglichen Einsatz.



### Combiflange

Hydrokolloid mit Dual-Layer Technologie zur Verbesserung von Haftung und Sicherheit bei gleichzeitig hoher Flexibilität.



### Alginat

Hautschutz, der bis zu 1,5 × mehr Flüssigkeit aufnimmt als herkömmliche Hydrokolloide und so für ein verbessertes Feuchtigkeitsmanagement sorgt.



### Gelatinefrei

Hydrokolloid-Hautschutz ohne Gelatine oder andere tierische Bestandteile, abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse.

# Einteiliges System

Silkura®	22
Stomocur® Select Large	22
Stomocur® Select	23
Stomocur® Select Small	23
Stomocur® Select Extra Small	24
Stomocur® Select Extra Small transparent	24
Stomocur® Select Cap	24
Stomocur® Select Alginat	25
Stomocur® Select Alginat Small	25
Stomocur® Select gelatinefrei	25
Stomocur® Primo medium konvex	26
Stomocur® Select medium konvex	26
Stomocur® Primo Alginat medium konvex	27
Stomocur® Primo konvex	27
Stomocur® Select konvex	28
Stomocur® Primo Alginat konvex	28
Stomocur® Select Alginat konvex	29

# Zweiteiliges System

Stomocur® Clic	30
Stomocur® Clic Alginat	30
Stomocur® Clic konvex	31
Stomocur® Clic Alginat konvex	31
Stomocur® Select Clic	32



## Silkura®

Neu

Window, Filter, beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche max. 130 mm, Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Silikon

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	CSIL15B	20546497



## Stomocur® Select Large

Bis 90 mm  
ausschneidbar

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche max. 137 mm, Beutelgröße 169 x 224 mm, Volumen 470 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Hydrokolloid

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 90 mm	CSH20L	18239150
25 mm	CSH25L	18239167
30 mm	CSH30L	18239173
35 mm	CSH35L	18239196
40 mm	CSH40L	18239204



## Stomocur® Select

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche max. 111 mm, Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Hydrokolloid

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSH20	18239109
25 mm	CSH25	18239115
30 mm	CSH30	18239121
35 mm	CSH35	18239138
40 mm	CSH40	18239144



## Stomocur® Select Small

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche max. 111 mm, Beutelgröße 140 x 194 mm, Volumen 250 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Hydrokolloid

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSH20S	12726268
25 mm	CSH25S	12726251
30 mm	CSH30S	12726239
35 mm	CSH35S	12726222
40 mm	CSH40S	12726245



## Stomocur® Select Extra Small

Auch für die  
Kinderversorgung  
geeignet

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
Haftfläche 80 mm (Ø), Beutelgröße 115 x 160 mm,  
Volumen 140 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Hydrokolloid

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 50 mm	CSH10XS	18172925

## Select Extra Small transparent


Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 50 mm	CSH10XST	16852857

## Stomocur® Select Cap

Nach der  
Irrigation

Packungsinhalt 30 Stück.



Stomaöffnung	Artikelnummer	Kappengröße	Haftfläche Ø	Filter	PZN
20 – 40 mm	CSC20SNF	60 mm	50 mm	Nein	18759116
20 – 50 mm	CSC20	75 mm	60 mm	Ja	14138185
25 – 50 mm	CSC25NF	75 mm	60 mm	Nein	18759122
30 – 60 mm	CSC30LNF	85 mm	70 mm	Nein	18759139



Hydrokolloid



## Stomocur® Select Alginat

Für empfindliche  
Haut

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
Haftfläche max. 111 mm, Beutelgröße 155 x 210 mm,  
Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Alginat

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSA20	18239055
25 mm	CSA25	18239061
30 mm	CSA30	18239078
35 mm	CSA35	18239084
40 mm	CSA40	18239090



## Stomocur® Select Alginat Small

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
Haftfläche max. 111 mm, Beutelgröße 140 x 194 mm, Volumen  
250 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Alginat

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSA20S	14061583
25 mm	CSA25S	14061614
30 mm	CSA30S	14061620
35 mm	CSA35S	14061643
40 mm	CSA40S	14061666




## Stomocur® Select gelatinefrei

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
Haftfläche max. 110 mm, Beutelgröße 155 x 210 mm,  
Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Gelatinefrei

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSG20	17565545



## Stomocur® Primo medium konvex

Konvexhöhe  
3,5 mm

Window, Filter, beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 116 mm (∅), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Combiflange

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 47 mm	55 mm	CAH20M1B	19536826
15 – 40 mm	45 mm	CAH15M2B	19536677
10 – 28 mm	35 mm	CAH10M3B	19536708



## Stomocur® Select medium konvex

Konvexhöhe  
3,5 mm

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 116 mm (∅), Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Combiflange

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 47 mm	55 mm	CSH20M1	18198617
25 mm		CSH25M1	18198712
30 mm		CSH30M1	18198758
35 mm		CSH35M1	18198787
40 mm		CSH40M1	18198801
15 – 40 mm	45 mm	CSH15M2	18198600
20 mm		CSH20M2	18198623
25 mm		CSH25M2	18198729
10 – 28 mm	35 mm	CSH10M3	18198592



## Stomocur® Primo Alginat medium konvex

Konvexhöhe  
3,5 mm

Window, Filter, beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 114 mm (∅), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Alginat

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 47 mm	55 mm	CAA20M1B	19536594
15 – 40 mm	45 mm	CAA15M2B	19536714
10 – 28 mm	35 mm	CAA10M3B	19536625



## Stomocur® Primo konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, Filter, beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 116 mm (∅), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Combiflange

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 43 mm	50 mm	CAH20V1B	19536772
15 – 35 mm	40 mm	CAH15V2B	19536631
10 – 25 mm	30 mm	CAH10V3B	19536683



## Stomocur® Select konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 210 mm,  
Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Combiflange

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 57 mm	60 mm	CSH20V0	18198646
20 – 43 mm	50 mm	CSH20V1	18198675
25 mm		CSH25V1	18198735
30 mm		CSH30V1	18198764
35 mm		CSH35V1	18198793
40 mm		CSH40V1	18198818
15 – 35 mm	40 mm	CSH15V2	18172919
20 mm		CSH20V2	18198681
25 mm		CSH25V2	18198741
30 mm		CSH30V2	18198770
10 – 25 mm	30 mm	CSH10V3	18172902
15 mm		CSH15V3	18192425
20 mm		CSH20V3	18198698



## Stomocur® Select Alginat konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
Haftfläche 114 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 210 mm,  
Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück.



Alginat

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 43 mm	50 mm	CSA20V1	18198505
25 mm		CSA25V1	18198534
30 mm		CSA30V1	18198824
35 mm		CSA35V1	18198563
40 mm		CSA40V1	18198586
15 – 35 mm	40 mm	CSA15V2	18172894
20 mm		CSA20V2	18198511
25 mm		CSA25V2	18198540
30 mm		CSA30V2	18198557
10 – 25 mm	30 mm	CSA10V3	18172693
15 mm		CSA15V3	18192431
20 mm		CSA20V3	18198528



## Stomocur® Primo Alginat konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, Filter, beidseitig ultraweiches, blickdichtes und  
wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 114 mm (Ø),  
Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 330 ml,  
Packungsinhalt 30 Stück.



Alginat

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 43 mm	50 mm	CAA20V1B	19536855
15 – 35 mm	40 mm	CAA15V2B	19536720
10 – 25 mm	30 mm	CAA10V3B	19536648



## Stomocur®

### Clic

Plattengröße 116 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück.



Hydrokolloid

Rastringgröße	Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	CK4515	18238771
	20 mm	CK4520	18238819
	25 mm	CK4525	18239434
	30 mm	CK4530	18238831
57 mm	15 – 40 mm	CK5715	18238854
	35 mm	CK5735	18238972
	40 mm	CK5740	18238995
70 mm	15 – 50 mm	CK7015	18239026
	45 mm	CK7045	18239032
	50 mm	CK7050	18239049



## Stomocur®

### Clic konvex

Plattengröße 116 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück.

Konvexhöhe  
7 mm



Combiflange

Rastring- größen	Stoma- öffnung	Plateau- größe	Artikel- nummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	40 mm	CK4515V2	18238788
	20 mm		CK4520V2	18238802
	25 mm		CK4525V2	18238825
	30 mm		CK4530V2	18238848
	15 – 25 mm	30 mm	CK4515V3	18238794
57 mm	15 – 43 mm	50 mm	CK5715V1	18238883
	20 mm		CK5720V1	18238937
	25 mm		CK5725V1	18238943
	30 mm		CK5730V1	18238966
	35 mm		CK5735V1	18238989
	15 – 35 mm	40 mm	CK5715V2	18238908
	15 – 25 mm	30 mm	CK5715V3	18238920



## Stomocur®

### Clic Alginat

Plattengröße 114 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück.



Alginat

Rastringgröße	Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	CA4515	18759085
57 mm	15 – 40 mm	CA5715	18759091



## Stomocur®

### Clic Alginat konvex

Plattengröße 114 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück.

Konvexhöhe  
7 mm



Alginat

Rastring- größen	Stoma- öffnung	Plateau- größe	Artikel- nummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	40 mm	CA4515V2	18759027
	15 – 25 mm	30 mm	CA4515V3	18759033
57 mm	15 – 43 mm	50 mm	CA5715V1	18759056
	15 – 35 mm	40 mm	CA5715V2	18759062
	15 – 25 mm	30 mm	CA5715V3	18759079



## Stomocur® Select Clic

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 380 ml,  
Packungsinhalt 30 Stück.

Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45 mm	CC45	18238742
57 mm	CC57	18238759
70 mm	CC70	18238765



# Ileostomie

Die Ileostomie-Versorgung stellt häufig höhere Anforderungen an Versorgung und Haut. Ein erhöhtes Ausscheidungsvolumen, Feuchtigkeit und häufiges Entleeren des Beutels machen einen zuverlässigen Halt, sanften Hautschutz und eine einfache Handhabung besonders wichtig.

Unsere Ileostomie-Lösungen sind darauf ausgelegt, den ganzen Tag über zu unterstützen. Fortschrittliche Filtertechnologie, zuverlässige Verschlüsse und hautfreundliche Materialien wirken zusammen, Sicherheit zu bieten und das Risiko von Undichtigkeiten zu reduzieren.

Unser Ileostomie-Portfolio umfasst zwei sich ergänzende Produktfamilien mit unterschiedlichen Materialien. So lässt sich die Versorgung an verschiedene anatomische Gegebenheiten, Hautbedürfnisse und Alltagsroutinen anpassen.

## Silkura®

Innovative Silikon-Technologie für gesunde Haut.



### Silikon

Atmungsaktiver Silikon-Hautschutz  
– starker Halt, sanft zur Haut und kaum spürbar.

## Stomocur®

Verlässliche Hydrokolloid-Technologie für Sicherheit und Vertrauen im Alltag.



### Hydrokolloid

Bewährter Hydrokolloid-Hautschutz mit zuverlässiger Haftung und sicherem Sitz für den täglichen Einsatz.



### Combiflange

Hydrokolloid mit Dual-Layer Technologie zur Verbesserung von Haftung und Sicherheit bei gleichzeitig hoher Flexibilität.



### Alginat

Hautschutz, der bis zu 1,5 × mehr Flüssigkeit aufnimmt als herkömmliche Hydrokolloide und so für ein verbessertes Feuchtigkeitsmanagement sorgt.



### Gelatinefrei

Hydrokolloid-Hautschutz ohne Gelatine oder andere tierische Bestandteile, abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse.

# Einteiliges System

Silkura®	38
Stomocur® Protect	38
Stomocur® Protect Small	39
Stomocur® Protect Alginat	39
Stomocur® Protect gelatinefrei	40
Stomocur® Drainage Protect	40
Stomocur® Primo medium konvex	41
Stomocur® Protect medium konvex	41
Stomocur® Protect medium konvex transparent	41
Stomocur® Primo Alginat medium konvex	42
Stomocur® Drainage Protect medium konvex	42
Stomocur® Primo konvex	43
Stomocur® Protect konvex	43
Stomocur® Primo Alginat konvex	44
Stomocur® Protect Alginat konvex	44
Stomocur® Drainage Protect konvex	45
Stomocur® Drainage Protect Bettbeutel	45

# Zweiteiliges System

Stomocur® Clic	46
Stomocur® Clic Alginat	46
Stomocur® Clic konvex	47
Stomocur® Clic Alginat konvex	47
Stomocur® Protect Clic	48
Stomocur® Protect Clic Small	48
Stomocur® Drainage Protect Clic transparent	49



## Silkura®

Neu

Window, Filter, beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche max. 130 mm, Beutelgröße 155 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 460 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	ISIL15B	20546505



Silikon



## Stomocur® Protect

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche max. 111 mm, Beutelgröße 157 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 70 mm	IPH2070	18825712
15 – 60 mm	IPH15	14419978
20 mm	IPH20	14330362
25 mm	IPH25	14330379
30 mm	IPH30	14330385
35 mm	IPH35	14330416
40 mm	IPH40	14330422



Hydrokolloid



## Stomocur® Protect Small

Auch für die  
Kinderversorgung  
geeignet

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche max. 111 mm, Beutelgröße 157 x 185 mm (vollständig geschlossen), Volumen 360 ml, Packungsinhalt 30 Stück.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	IPH15S	17551336



Hydrokolloid



## Stomocur® Protect Alginat

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche max. 111 mm, Beutelgröße 157 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	IPA15	14419990
20 mm	IPA20	14363491
25 mm	IPA25	14363516
30 mm	IPA30	14363522
35 mm	IPA35	14363539
40 mm	IPA40	14363640



Alginat

## Protect Transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, „Safe and Easy“ Auslass.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	IPH15T	16134174



## Stomocur® Protect gelatinefrei

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche max. 110 mm, Beutelgröße 157 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	IPG20	17565551



Gelatinefrei



## Stomocur® Drainage Protect

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 157 x 293 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	DP5020	18884324



Combi-flange



## Stomocur® Primo medium konvex

Konvexhöhe  
3,5 mm

Window, Filter, beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 – 47 mm	55 mm	IAH15M1B	19536660
15 – 40 mm	45 mm	IAH15M2B	19536849
10 – 28 mm	35 mm	IAH10M3B	19536602



Combi-flange



## Stomocur® Protect medium konvex

Konvexhöhe  
3,5 mm

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 157 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 – 47 mm	55 mm	IPH15M1	18192454
20 mm		IPH20M1	14360239
25 mm		IPH25M1	17617377
30 mm		IPH30M1	17558350
35 mm		IPH35M1	17558373
40 mm		IPH40M1	17558404
15 – 40 mm	45 mm	IPH15M2	14360245
20 mm		IPH20M2	17617408
25 mm		IPH25M2	17558410
10 – 28 mm	35 mm	IPH10M3	14360274



Combi-flange

## Protect medium konvex transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, „Safe and Easy“ Auslass.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 – 47 mm	55 mm	IPH15M1T	18192460
15 – 40 mm	45 mm	IPH15M2T	17551419
10 – 28 mm	35 mm	IPH10M3T	17551431



## Stomocur® Primo Alginat medium konvex

Konvexhöhe  
3,5 mm

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 114 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück.



Alginat

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 – 47 mm	55 mm	IAA15M1B	19536789
15 – 40 mm	45 mm	IAA15M2B	19536654
10 – 28 mm	35 mm	IAA10M3B	19536766



## Stomocur® Drainage Protect medium konvex

Konvexhöhe  
3,5 mm

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 157 x 293 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück.



Combiflange

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	18884264
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	18884270
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	18884287



## Stomocur® Primo konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, Filter, beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück.



Combiflange

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 – 43 mm	50 mm	IAH15V1B	19536861
15 – 35 mm	40 mm	IAH15V2B	19536619
10 – 25 mm	30 mm	IAH10V3B	19536803



## Stomocur® Protect konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 157 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück.



Combiflange

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 57 mm	60 mm	IPH20V0	14334710
15 – 43 mm	50 mm	IPH15V1	14334638
20 mm		IPH20V1	14334644
25 mm		IPH25V1	14334650
30 mm		IPH30V1	14334667
35 mm		IPH35V1	14334673
40 mm	IPH40V1	14334704	
15 – 35 mm	40 mm	IPH15V2	18192543
20 mm		IPH20V2	14360185
25 mm		IPH25V2	14360191
30 mm		IPH30V2	14360216
10 – 25 mm	30 mm	IPH10V3	18192566
15 mm		IPH15V3	18192448
20 mm		IPH20V3	14360222



Alginat

## Stomocur® Primo Alginat konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, Filter, beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 114 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 – 43 mm	50 mm	IAA15V1B	19536832
15 – 35 mm	40 mm	IAA15V2B	19536737
10 – 25 mm	30 mm	IAA10V3B	19536795



Alginat

## Stomocur® Protect Alginat konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 114 mm (Ø), Beutelgröße 157 x 215 mm (vollständig geschlossen), Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 – 43 mm	50 mm	IPA15V1	18192744
20 mm		IPA20V1	14367129
25 mm		IPA25V1	14367135
30 mm		IPA30V1	14367141
35 mm		IPA35V1	16128794
40 mm		IPA40V1	18192477
15 – 35 mm	40 mm	IPA15V2	18192508
10 – 25 mm	30 mm	IPA10V3	18192514



Combiflange

## Stomocur® Drainage Protect konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 157 x 293 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 43 mm	50 mm	DP20V1	18884293
15 – 35 mm	40 mm	DP15V2	18884301
10 – 25 mm	30 mm	DP10V3	18884318



## Stomocur® Drainage Protect Bettbeutel

Großlumiger und knickfester Schlauch, integrierter Adapter zum Anschluss an alle Drainage Protect Beutel, Packungsinhalt 5 Stück.

Schlauchlänge	Volumen	Artikelnummer	PZN
130 mm	2000 ml	DPB2000	18827467

Kompatibel mit:

- Stomocur® Drainage Protect
- Stomocur® Drainage Protect konvex
- Stomocur® Drainage Protect medium konvex
- Stomocur® Drainage Protect Clic transparent
- Stomocur® Drainage Extra "Access Port"



Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	–	DP5020	18884324
20 – 43 mm	50 mm	DP20V1	18884293
15 – 35 mm	40 mm	DP15V2	18884301
10 – 25 mm	30 mm	DP10V3	18884318
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	18884264
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	18884270
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	18884287
Rastring: 70 mm	–	CDP70T	18884235



## Stomocur®

### Clic

Plattengröße 116 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück.



Hydrokolloid

Rastringrößen	Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	CK4515	18238771
	20 mm	CK4520	18238819
	25 mm	CK4525	18239434
	30 mm	CK4530	18238831
57 mm	15 – 40 mm	CK5715	18238854
	35 mm	CK5735	18238972
	40 mm	CK5740	18238995
70 mm	15 – 50 mm	CK7015	18239026
	45 mm	CK7045	18239032
	50 mm	CK7050	18239049



## Stomocur®

### Clic konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Plattengröße 116 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück.



Combiflange

Rastringrößen	Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	40 mm	CK4515V2	18238788
	20 mm		CK4520V2	18238802
	25 mm		CK4525V2	18238825
	30 mm		CK4530V2	18238848
	15 – 25 mm	30 mm	CK4515V3	18238794
57 mm	15 – 43 mm	50 mm	CK5715V1	18238883
	20 mm		CK5720V1	18238937
	25 mm		CK5725V1	18238943
	30 mm		CK5730V1	18238966
	35 mm		CK5735V1	18238989
	15 – 35 mm	40 mm	CK5715V2	18238908
	15 – 25 mm	30 mm	CK5715V3	18238920



## Stomocur®

### Clic Alginat

Plattengröße 114 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück.



Alginat

Rastringrößen	Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	CA4515	18759085
57 mm	15 – 40 mm	CA5715	18759091



## Stomocur®

### Clic Alginat konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Plattengröße 114 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück.



Alginat

Rastringrößen	Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	40 mm	CA4515V2	18759027
	15 – 25 mm	30 mm	CA4515V3	18759033
57 mm	15 – 43 mm	50 mm	CA5715V1	18759056
	15 – 35 mm	40 mm	CA5715V2	18759062
	15 – 25 mm	30 mm	CA5715V3	18759079



## Stomocur® Protect Clic

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
„Safe and Easy“ Auslass, Beutelgröße 157 x 215 mm  
(vollständig geschlossen), Volumen 530 ml,  
Packungsinhalt 30 Stück.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45 mm	CI45	14367336
57 mm	CI57	14367365
70 mm	CI70	16082974



## Stomocur® Protect Clic Small

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
„Safe and Easy“ Auslass, Beutelgröße 157 x 185 mm  
(vollständig geschlossen), Volumen 360 ml,  
Packungsinhalt 30 Stück.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45 mm	CI45S	16082980



## Stomocur® Drainage Protect Clic transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite,  
großer Softauslass, Beutelgröße 157 x 293 mm,  
Volumen 540 ml, Packungsinhalt 30 Stück.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
70 mm	CDP70T	18884235

# Urostomie

Die kontinuierliche Urinausscheidung bei einem Urostoma stellt besondere Anforderungen an die Versorgung. Das dauerhaft feuchte Milieu erfordert ein sicheres Auffangen des Urins, und einen zuverlässigen Hautschutz.

Die Urostomie-Lösungen von Unora sind darauf ausgelegt, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Sie unterstützen den sicheren Umgang mit dem kontinuierlichen Urinfluss, schützen die peristomale Haut und ermöglichen eine komfortable Anwendung.

Das Urostomie-Portfolio wird durch die Produktfamilie Stomocur® repräsentiert. Alle Produkte verfügen über ein verdrehsicheres Beuteldesign sowie eine integrierte Rücklaufsperrung, welche ein Zurückfließen des Urins zuverlässig verhindert.

Für den Auslass besteht die Wahl zwischen einem „Safe“-Auslass und einem „Twist & Safe“-Ablasshahn – für eine flexible Anwendung im Alltag.

## Stomocur®

Verlässliche Hydrokolloid-Technologie für Sicherheit und Vertrauen im Alltag.



### Combiflange

Hydrokolloid mit Dual-Layer Technologie zur Verbesserung von Haftung und Sicherheit bei gleichzeitig hoher Flexibilität.



### Alginat

Hautschutz, der bis zu 1,5 x mehr Flüssigkeit aufnimmt als herkömmliche Hydrokolloide und so für ein verbessertes Feuchtigkeitsmanagement sorgt.



### Microskin

Ultradünner, flexibler Hautschutz, der sich optimal an den Körper und natürliche Bewegungen anpasst.



### Gelatinefrei

Hydrokolloid-Hautschutz ohne Gelatine oder andere tierische Bestandteile, abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse.

# Einteiliges System

Stomocur® Safe	54
Stomocur® Safe transparent	54
Stomocur® Twist & Safe	54
Stomocur® Twist & Safe transparent	54
Stomocur® Safe Microskin	55
Stomocur® Safe Microskin transparent	55
Stomocur® Twist & Safe Microskin	55
Stomocur® Twist & Safe Microskin transparent	55
Stomocur® Safe gelatinefrei transparent	56
Stomocur® Safe medium konvex	56
Stomocur® Safe medium konvex transparent	56
Stomocur® Twist & Safe medium konvex	57
Stomocur® Twist & Safe medium konvex transparent	57
Stomocur® Safe konvex	58
Stomocur® Safe konvex transparent	58
Stomocur® Twist & Safe konvex	59
Stomocur® Twist & Safe konvex transparent	59
Konticur® Urostomie Bettbeutel	60
Stomocur® Uro Adapter	60
Stomocur® Uro Verschlussstopfen	60

# Zweiteiliges System

Stomocur® Clic	62
Stomocur® Clic Alginat	62
Stomocur® Clic konvex	63
Stomocur® Clic Alginat konvex	63
Stomocur® Safe Clic	64
Stomocur® Safe Clic transparent	64
Stomocur® Twist & Safe Clic	64
Stomocur® Twist & Safe Clic transparent	64



## Stomocur® Safe

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 30 Stück mit 5 Adaptern.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 60 mm	USH10F	18192572
15 mm	USH15F	17160535
20 mm	USH20F	17160541
25 mm	USH25F	17160558
30 mm	USH30F	17160564



Combiflange

## Safe transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass

Stoma opening	Article number	PZN
10 – 60 mm	USH10FT	18192589



## Stomocur® Twist & Safe

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 30 Stück mit 5 Adaptern & 10 Verschlusskappen.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 60 mm	USH10H	18192595
15 mm	USH15H	17552809
20 mm	USH20H	17552815
25 mm	USH25H	17552821
30 mm	USH30H	17552838



Combiflange

## Twist & Safe transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 60 mm	USH10HT	18192603



## Stomocur® Safe Microskin

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 101 mm x 114 mm, Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 30 Stück mit 5 Adaptern.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 – 50 mm	USM13F	17160386



Microskin

## Safe Microskin transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 – 50 mm	USM13FT	17206504



## Stomocur® Twist & Safe Microskin

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 101 mm x 114 mm, Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 30 Stück mit 5 Adaptern & 10 Verschlusskappen.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 – 50 mm	USM13H	17846770



Microskin

## Twist & Safe Microskin transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 – 50 mm	USM13HT	17846787



## Stomocur® Safe gelatinefrei transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass, Haftfläche max. 110 mm, Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 30 Stück mit 5 Adaptern.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	USG15FT	17255980



Gelatinefrei



## Stomocur® Safe medium konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 10 Stück mit 2 Adaptern.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 47 mm	55 mm	USH10M1F	18192626
15 mm		USH15M1F	18192632
20 mm		USH20M1F	13866988
25 mm		USH25M1F	17617466
30 mm		USH30M1F	17557770
35 mm		USH35M1F	17557787
10 – 40 mm	45 mm	USH10M2F	18192649
15 mm		USH15M2F	13866994
20 mm		USH20M2F	17622355
25 mm		USH25M2F	17557824
10 – 28 mm	35 mm	USH10M3F	13867002



Combiflange

## Safe medium konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 47 mm	55 mm	USH10M1FT	18192655
10 – 40 mm	45 mm	USH10M2FT	18192678
10 – 28 mm	35 mm	USH10M3FT	16622459



## Stomocur® Twist & Safe medium konvex

Konvexhöhe  
3,5 mm

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt 10 Stück mit 5 Adaptern & 5 Verschlusskappen.



Combiflange

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 47 mm	55 mm	USH10M1H	18192684
15 mm		USH15M1H	18192690
20 mm		USH20M1H	17557899
25 mm		USH25M1H	17757173
30 mm		USH30M1H	17557907
35 mm		USH35M1H	17557913
10 – 40 mm	45 mm	USH10M2H	18192709
15 mm		USH15M2H	17557942
20 mm		USH20M2H	17757196
25 mm		USH25M2H	17557971
10 – 28 mm	35 mm	USH10M3H	17557988

## Twist & Safe medium konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 47 mm	55 mm	USH10M1FH	18192715
10 – 40 mm	45 mm	USH10M2FH	18192738
10 – 28 mm	35 mm	USH10M3FH	17557965



Combiflange

## Stomocur® Safe konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass,  
Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 210 mm,  
Volumen 330 ml, Packungsinhalt 10 Stück mit 2 Adaptern.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 43 mm	50 mm	USH10V1F	13866793
15 mm		USH15V1F	13866824
20 mm		USH20V1F	13866876
25 mm		USH25V1F	13866913
30 mm		USH30V1F	13866942
35 mm		USH35V1F	13866965
10 – 35 mm	40 mm	USH10V2F	13866801
15 mm		USH15V2F	13866830
20 mm		USH20V2F	13866882
25 mm		USH25V2F	13866936
30 mm		USH30V2F	13866959
10 – 25 mm	30 mm	USH10V3F	13866818
15 mm		USH15V3F	13866847
20 mm		USH20V3F	13866899



Combiflange

## Stomocur® Twist & Safe konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil,  
Haftfläche 116 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 210 mm,  
Volumen 330 ml, Packungsinhalt 10 Stück mit  
5 Adaptern & 5 Verschlusskappen.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 43 mm	50 mm	USH10V1H	17552867
15 mm		USH15V1H	17757084
20 mm		USH20V1H	17757078
25 mm		USH25V1H	17757090
30 mm		USH30V1H	17552873
35 mm		USH35V1H	17552896
10 – 35 mm	40 mm	USH10V2H	17552904
15 mm		USH15V2H	17757109
20 mm		USH20V2H	17757115
25 mm		USH25V2H	17552910
30 mm		USH30V2H	17552985
10 – 25 mm	30 mm	USH10V3H	17552991
15 mm		USH15V3H	17553016
20 mm		USH20V3H	17553022

## Safe konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite,  
Drehhahnventil.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 43 mm	50 mm	USH10V1FT	16622465
10 – 35 mm	40 mm	USH10V2FT	16622376
10 – 25 mm	30 mm	USH10V3FT	16622554

## Twist & Safe konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite,  
Drehhahnventil.

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 43 mm	50 mm	USH10V1HT	17552927
10 – 35 mm	40 mm	USH10V2HT	17552962
10 – 25 mm	30 mm	USH10V3HT	17553045



## Konticur® Urostomie Bettbeutel

Drehhahnauslass zur Einhandbedienung, knickfester Schlauch, integrierter Adapter zum Anschluss an alle Urostomiebeutel, Packungsinhalt 5 Stück.

Schlauchlänge	Volumen	Artikelnummer	PZN
110 cm	2000 ml	KUBB2000	18095774



## Stomocur® Uro Adapter

Zum Anschluss von Bettbeuteln an die Stomocur®-Urostomiebeutel, Packungsinhalt 5 Stück.


Artikelnummer	PZN
USZ1	13867019



## Stomocur® Uro Verschlussstopfen

Zum Anbringen beim Stomocur® „Twist and Safe“ Ablass, Packungsinhalt 5 Stück.

Artikelnummer	PZN
USZ2	17931464





## Stomocur®

### Clic

Plattengröße 116 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück.

Rastringgrößen	Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	CK4515	18238771
	20 mm	CK4520	18238819
	25 mm	CK4525	18239434
	30 mm	CK4530	18238831
57 mm	15 – 40 mm	CK5715	18238854
	35 mm	CK5735	18238972
	40 mm	CK5740	18238995
70 mm	15 – 50 mm	CK7015	18239026
	45 mm	CK7045	18239032
	50 mm	CK7050	18239049



Hydrokolloid



## Stomocur®

### Clic Alginat

Plattengröße 114 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück.

Rastringgrößen	Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	CA4515	18759085
57 mm	15 – 40 mm	CA5715	18759091



Alginat



## Stomocur®

### Clic konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Plattengröße 116 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück.

Rastringgrößen	Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	40 mm	CK4515V2	18238788
	20 mm		CK4520V2	18238802
	25 mm		CK4525V2	18238825
	30 mm		CK4530V2	18238848
	15 – 25 mm	30 mm	CK4515V3	18238794
57 mm	15 – 43 mm	50 mm	CK5715V1	18238883
	20 mm		CK5720V1	18238937
	25 mm		CK5725V1	18238943
	30 mm		CK5730V1	18238966
	35 mm		CK5735V1	18238989
	15 – 35 mm	40 mm	CK5715V2	18238908
	15 – 25 mm	30 mm	CK5715V3	18238920



Combiflange



## Stomocur®

### Clic Alginat konvex

Konvexhöhe  
7 mm

Plattengröße 114 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück.

Rastringgrößen	Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
45 mm	15 – 35 mm	40 mm	CA4515V2	18759027
	15 – 25 mm	30 mm	CA4515V3	18759033
57 mm	15 – 43 mm	50 mm	CA5715V1	18759056
	15 – 35 mm	40 mm	CA5715V2	18759062
	15 – 25 mm	30 mm	CA5715V3	18759079



Alginat



## Stomocur®

### Safe Clic


Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
Softauslass, Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 330 ml,  
Packungsinhalt 30 Stück mit 5 Adaptern.

Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45 mm	CU45F	17206869
57 mm	CU57F	17206875

### Safe Clic transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite,  
Softauslass.

Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45 mm	CU45FT	17206823
57 mm	CU57FT	17206852



## Stomocur®

### Twist & Safe Clic

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil,  
Beutelgröße 155 x 210 mm, Volumen 330 ml, Packungsinhalt  
30 Stück mit 5 Adaptern & 10 Verschlusskappen.

Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45 mm	CU45H	17554866
57 mm	CU57H	17554872

### Twist & Safe Clic transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite,  
Drehhahnventil

Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45 mm	CU45HT	17554889
57 mm	CU57HT	17554895



# Sonderversorgung

Manche Versorgungssituationen erfordern Lösungen, die über Standard-Beutelsysteme hinausgehen. Von der Versorgung von Neugeborenen bis hin zu komplexen Drainageanforderungen unterstützen spezialisierte Produkte eine sichere und effektive Stomaversorgung, wenn herkömmliche Optionen nicht ausreichen.

Unsere Sonderversorgung wurde speziell für medizinisches Fachpersonal entwickelt. Sie bietet gezielte Lösungen für besondere Anforderungen, schützt empfindliche Haut, unterstützt die klinische Versorgung und gibt Sicherheit genau dann, wenn es am wichtigsten ist.

Stomocur® Premature	68
Stomocur® Premature Combi	68
Stomocur® Drainage small - large	69
Stomocur® Drainage Extra "Access Port"	70

## Kinderversorgung

- Zwei Optionen für Frühgeborene bis zu 900 g und Säuglinge bis zu 5000 g
- Sanftes Hydrokolloid mit Alginatanteil
- Weiches, einseitiges Vlies-Cover, Rückseite transparent zur einfachen Beobachtung
- Geschlossener Beutel, der bei Bedarf geöffnet und mit Clip als ausstreifbarer Beutel verwendet werden kann

## Drainageversorgung

- Große Hautschutzplatten mit flexiblen, transparenten Beuteln und integriertem Zugang („Access Port“) – ideal zur einfachen Beobachtung
- High-Output-Drainageport mit großem Auslass
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen für die Anpassung an individuelle Patientenbedürfnisse



## Stomocur® Premature

Für Frühgeborene  
bis 900 g

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite,  
Haftfläche 40 mm, Beutelgröße 50 x 120 mm,  
Volumen 15 - 20 ml (mit/ohne Klemmverschluss),  
Packungsinhalt 20 Stück.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
3 mm	PA3003	20322869



Alginat



## Stomocur® Premature Combi

Für Säuglinge  
bis 5000 g

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite,  
Haftfläche 40 mm, Beutelgröße 73 x 220 mm,  
Volumen 90 - 120 ml (mit/ohne Klemmverschluss),  
Packungsinhalt 30 Stück.

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
3 mm	PA3203	20322875



Alginat

## Stomocur® Drainage small - large

Transparent mit aufgedruckter Skala, Rücklaufsperr,  
Auslassventil mit Adapter, Packungsinhalt 30 Stück.



Hydrokolloid

Stomaöffnung	Volumen	Haftfläche	Artikelnummer	PZN
3 mm	50 ml	max. 54 mm	DP2503XS	18239210
5 mm	150 ml	max. 92 mm	DP4005S	18239233
5 mm	300 ml	max. 92 mm	DP4005	18239227



## Stomocur® Drainage Extra "Access Port"

Extra Small, Öffnung 10 mm, transparent,  
Haftfläche 240 x 170 mm, Beutelgröße 191 x 356 mm,  
Packungsinhalt 1 Stück.

Max.			
Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Artikelnummer	PZN
90 x 180 mm	ø 120 mm	SDE2-XSA	11549203



Hydrokolloid



## Stomocur® Drainage Extra "Access Port"

Small, Öffnung 10 mm, transparent, Haftfläche 200 x 282 mm,  
Beutelgröße 300 x 377 mm, Packungsinhalt 1 Stück.

Max.			
Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Artikelnummer	PZN
240 x 155 mm	240 x 155 mm	SDE2-SA	11549172



Hydrokolloid



## Stomocur® Drainage Extra "Access Port"

Medium, Öffnung 10 mm, transparent, Haftfläche 305 x 134 mm,  
Beutelgröße 177 x 430 mm, Packungsinhalt 1 Stück.

Max.			
Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Artikelnummer	PZN
85 x 250 mm	85 x 250 mm	SDE2-MA	11549143



Hydrokolloid



## Stomocur® Drainage Extra "Access Port"

Large, Öffnung 10 mm, transparent, Haftfläche 262 x 221 mm,  
Beutelgröße 250 x 442 mm, Packungsinhalt 1 Stück.

Max.			
Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Artikelnummer	PZN
85 x 250 mm	160 x 200 mm	SDE2-LA	11549108



Hydrokolloid



## Stomocur® Drainage Extra "Access Port"

Mit 2  
Auslass-ventilen

Extra Large, Öffnung 10 mm, transparent,  
Haftfläche 450 x 300 mm, Beutelgröße 350 x 500 mm,  
Packungsinhalt 1 Stück.

Max.			
Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Artikelnummer	PZN
230 x 380 mm	ø 120 mm	SDE2-XXLA	11549120




Hydrokolloid

# Zubehör

Gute Stomaversorgung endet nicht beim Beutel. Auch kleine Anpassungen – etwa zusätzliche Abdichtung oder eine schonende Entfernung des Hautschutzes – können die Versorgung unterstützen.

Unsere Zubehörprodukte ergänzen die Versorgung gezielt. Sie erweitern die Möglichkeiten der Anwendung und unterstützen unterschiedliche Alltagssituationen. So kann die Versorgung flexibel mit individuelle Anforderungen abgestimmt werden und zu mehr Hautkomfort und Sicherheit beitragen.

Stomocur® Hautschutzplatte	74
Stomocur® Hautschutzplatte modellierbar	74
Stomocur® Fixierstreifen	74
Stomocur® Hautschutzring	75
Stomocur® Hautschutzpaste	75
Stomocur® Hautschutzpuder	75
Stomocur® Safety Hautpflege lotion	76
Stomocur® EmplaSectal	76
Stomocur® Stomagürtel	76
Stomocur® SGX	77
Stomocur® Schere	77



## Stomocur® Hautschutzplatte

Mit selbsthaftender hydrokolloider Hautschutzmasse,  
Materialdicke 0,6 mm, Packungsinhalt 5 Stück.

Größe	Artikelnummer	PZN
100 x 100 mm	HP101006	10627941
150 x 150 mm	HP151506	18239279
200 x 200 mm	HP202006	10627935
370 x 220 mm	HP372206	04877390



## Stomocur® Hautschutzplatte modellierbar

Mit selbsthaftender hydrokolloider Hautschutzmasse,  
individuell zuschneidbar und formbar, Materialdicke 2,4 mm,  
Packungsinhalt 1 Stück.

Größe	Artikelnummer	PZN
220 x 220 mm	HP222224	18239316



## Stomocur® Fixierstreifen

Hautfreundlich und hochelastisch, verlängert die Tragezeit,  
beugt einem Ablösen und Aufrollen der Basisplatte vor,  
für mehr Sicherheit und Komfort, Packungsinhalt 20 Stück.

Artikelnummer	PZN
FS20	16622583



## Stomocur® Hautschutzring

Hydrokolloid Hautschutzringe zum Schutz der Haut um  
das Stoma und zur Abdichtung, verfügbar in zwei ver-  
schiedenen Außendurchmessern, Materialdicke 2,4 mm,  
Packungsinhalt 30 Stück.

Außen Ø	Größe	Artikelnummer	PZN
48	10 mm	48101	15865421
	15 mm	48151	15865438
	20 mm	48201	15865444
63	25 mm	63251	15865450
	30 mm	63301	15865467
	35 mm	63351	15865473
	40 mm	63401	15865504



## Stomocur® Hautschutzpaste

Zur äußeren Anwendung auf der Haut rund um das Stoma, füllt  
Unebenheiten zwischen Stoma und Hautschutzplatte aus, mit und  
ohne Alkohol erhältlich, Packungsinhalt 1 Stück.

Inhalt	Artikelnummer	PZN
56 g	CP2050 (with alcohol)	07269751
56 g	PASTEOA (without alcohol)	14055921



## Stomocur® Hautschutzpuder

Das Puder absorbiert die Feuchtigkeit der Haut um das Stoma,  
gewährleistet eine bessere Haftung der Stomaversorgung,  
Packungsinhalt 1 Stück.

Inhalt	Artikelnummer	PZN
30 g	HP30	04572710



## Stomocur® Safety Hautpflegelotion

Die Hautpflegelotion wird ganz dünn auf die Haut um das Stoma aufgetragen, zur Vorbeugung von Hautirritationen, Packungsinhalt 1 Stück.

Inhalt	Artikelnummer	PZN
100 ml	SSAFETY100	04751772



## Stomocur® EmplaSectal

Zur leichten und hautverträglichen Entfernung der Hautschutzplatten, handlich als Spray, Packungsinhalt 1 Stück.

Inhalt	Artikelnummer	PZN
50 ml	EMPLASECTAL	00200420



## Stomocur® Stomagürtel

Stomagürtel in zwei Längen, verstellbar, Breite 3 cm, Packungsinhalt 1 Stück.

Inhalt	Artikelnummer	PZN
100 cm	AB01	06941287
120 cm	AB02	10525117



## Stomocur® SGX

Schnell wirkendes, superabsorbierendes Geliermittel, einfach in der Handhabung, hilfreich für Ileostomie- oder Kolostomieträger mit flüssigerer Ausscheidung, verringert Beutelanschwellen, Beutelgeräusche und Geruch, ideal auf Reisen, Packungsinhalt 30 Stück.

Artikelnummer	PZN
SGX30	17511897



## Stomocur® Schere

Schere mit abgerundeten Klingen zum Zuschneiden der Basisplattenöffnungen, Packungsinhalt 1 Stück.

Artikelnummer
SSchere

# Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
48101	10 mm	15865421	29.26.10.6011	75
48151	15 mm	15865438	29.26.10.6011	75
48201	20 mm	15865444	29.26.10.6011	75
63251	25 mm	15865450	29.26.10.6010	75
63301	30 mm	15865467	29.26.10.6010	75
63351	35 mm	15865473	29.26.10.6010	75
63401	40 mm	15865504	29.26.10.6010	75
AB01		6941287	29.26.11.0026	76
AB02		10525117	29.26.11.0027	76
CA4515V2	15 mm – 35 mm	18759027	29.26.06.0092	31, 47 & 63
CA4515V3	15 mm – 25 mm	18759033	29.26.06.0093	31, 47 & 63
CA5715V1	15 mm – 43 mm	18759056	29.26.06.0091	31, 47 & 63
CA5715V2	15 mm – 35 mm	18759062	29.26.06.0090	31, 47 & 63
CA5715V3	15 mm – 25 mm	18759079	29.26.06.0089	31, 47 & 63
CA4515	15 mm – 35 mm	18759085	29.26.05.0166	30, 46 & 62
CA5715	15 mm – 40 mm	18759091	29.26.05.0167	30, 46 & 62
CAA20V1B	20 mm – 43 mm	19536855	29.26.01.3085	28
CAA15V2B	15 mm – 35 mm	19536720	29.26.01.3086	28
CAA10V3B	10 mm – 25 mm	19536648	29.26.01.3087	28
CAA10M3B	10 mm – 28 mm	19536625	29.26.01.3089	27
CAA15M2B	15 mm – 40 mm	19536714	29.26.01.3088	27
CAA20M1B	20 mm – 47 mm	19536594	29.26.01.3090	27
CAH10V3B	10 mm – 25 mm	19536683	29.26.01.3081	27
CAH15V2B	15 mm – 35 mm	19536631	29.26.01.3080	27
CAH20V1B	20 mm – 43 mm	19536772	29.26.01.3079	27
CAH10M3B	10 mm – 28 mm	19536708	29.26.01.3084	26
CAH15M2B	15 mm – 40 mm	19536677	29.26.01.3083	26
CAH20M1B	20 mm – 47 mm	19536826	29.26.01.3082	26
CC45	45 mm	18238742	29.26.01.0029	32
CC57	57 mm	18238759	29.26.01.0037	32
CC70	70 mm	18238765	29.26.01.0038	32
CDP70T	70 mm	18884235	29.26.12.0018	45 & 49
CI45	45 mm	14367336	29.26.02.0105	48
CI45S	45 mm	16082980	29.26.02.0108	48

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
CI57	57 mm	14367365	29.26.02.0106	48
CI70	70 mm	16082974	29.26.02.0107	48
CK4515	15 mm – 35 mm	18238771	29.26.05.0156	30, 46 & 62
CK4515V2	15 mm – 35 mm	18238788	29.26.06.0062	31, 47 & 63
CK4515V3	15 mm – 25 mm	18238794	29.26.06.0061	31, 47 & 63
CK4520	20 mm	18238819	29.26.05.0156	30, 46 & 62
CK4520V2	20 mm	18238802	29.26.06.0062	31, 47 & 63
CK4525	25 mm	18239434	29.26.05.0156	30, 46 & 62
CK4525V2	25 mm	18238825	29.26.06.0062	31, 47 & 63
CK4530	30 mm	18238831	29.26.05.0156	30, 46 & 62
CK4530V2	30 mm	18238848	29.26.06.0062	31, 47 & 63
CK5715	15 mm – 40 mm	18238854	29.26.05.0157	30, 46 & 62
CK5715V1	15 mm – 43 mm	18238883	29.26.06.0063	31, 47 & 63
CK5715V2	15 mm – 35 mm	18238908	29.26.06.0064	31, 47 & 63
CK5715V3	15 mm – 25 mm	18238920	29.26.06.0086	31, 47 & 63
CK5720V1	20 mm	18238937	29.26.06.0063	31, 47 & 63
CK5725V1	25 mm	18238943	29.26.06.0063	31, 47 & 63
CK5730V1	30 mm	18238966	29.26.06.0063	31, 47 & 63
CK5735	35 mm	18238972	29.26.05.0157	30, 46 & 62
CK5735V1	35 mm	18238989	29.26.06.0063	31, 47 & 63
CK5740	40 mm	18238995	29.26.05.0157	30, 46 & 62
CK7015	15 mm – 50 mm	18239026	29.26.05.0158	30, 46 & 62
CK7045	45 mm	18239032	29.26.05.0158	30, 46 & 62
CK7050	50 mm	18239049	29.26.05.0158	30, 46 & 62
CP2050		7269751	29.26.10.0020	75
CSA10V3	10 mm – 25 mm	18172693	29.26.01.3051	29
CSA15V2	15 mm – 35 mm	18172894	29.26.01.3050	29
CSA15V3	15 mm	18192431	29.26.01.3051	29
CSA20	20 mm – 60 mm	18239055	29.26.01.2159	25
CSA20S	20 mm – 60 mm	14061583	29.26.01.2086	25
CSA20V1	20 mm – 43 mm	18198505	29.26.01.3052	29
CSA20V2	20 mm	18198511	29.26.01.3050	29
CSA20V3	20 mm	18198528	29.26.01.3051	29
CSA25	25 mm	18239061	29.26.01.2159	25
CSA25S	25 mm	14061614	29.26.01.2086	25
CSA25V1	25 mm	18198534	29.26.01.3052	29
CSA25V2	25 mm	18198540	29.26.01.3050	29
CSA30	30 mm	18239078	29.26.01.2159	25
CSA30S	30 mm	14061620	29.26.01.2086	25
CSA30V1	30 mm	18198824	29.26.01.3052	29
CSA30V2	30 mm	18198557	29.26.01.3050	29
CSA35	35 mm	18239084	29.26.01.2159	25

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
CSA35S	35 mm	14061643	29.26.01.2086	25
CSA35V1	35 mm	18198563	29.26.01.3052	29
CSA40	40 mm	18239090	29.26.01.2159	25
CSA40S	40 mm	14061666	29.26.01.2086	25
CSA40V1	40 mm	18198586	29.26.01.3052	29
CSC20	20 mm – 50 mm	14138185	29.26.04.0023	24
CSC20SNF	20 mm – 40 mm	18759116	29.26.04.0041	24
CSC25NF	25 mm – 50 mm	18759122	29.26.04.0042	24
CSC30LNF	30 mm – 60 mm	18759139	29.26.04.0043	24
CSG20	20 mm – 60 mm	17565545	29.26.01.2160	25
CSH10M3	10 mm – 28 mm	18198592	29.26.01.3044	26
CSH10V3	10 mm – 25 mm	18172902	29.26.01.3029	28
CSH10XS	10 mm – 50 mm	18172925	29.26.01.4013	24
CSH10XST	10 mm – 50 mm	16852857	29.26.01.4012	24
CSH15M2	15 mm – 40 mm	18198600	29.26.01.3043	26
CSH15V2	15 mm – 35 mm	18172919	29.26.01.3028	28
CSH15V3	15 mm	18192425	29.26.01.3029	28
CSH20	20 mm – 60 mm	18239109	29.26.01.2100	23
CSH20L	20 mm – 90 mm	18239150	29.26.01.2138	23
CSH20M1	20 mm – 47 mm	18198617	29.26.01.3040	26
CSH20M2	20 mm	18198623	29.26.01.3043	26
CSH20S	20 mm – 60 mm	12726268	29.26.01.2148	23
CSH20V0	20 mm – 57 mm	18198646	29.26.01.3049	28
CSH20V1	20 mm – 43 mm	18198675	29.26.01.3027	28
CSH20V2	20 mm	18198681	29.26.01.3028	28
CSH20V3	20 mm	18198698	29.26.01.3029	28
CSH25	25 mm	18239115	29.26.01.2100	23
CSH25L	25 mm	18239167	29.26.01.2138	23
CSH25M1	25 mm	18198712	29.26.01.3040	26
CSH25M2	25 mm	18198729	29.26.01.3043	26
CSH25S	25 mm	12726251	29.26.01.2148	23
CSH25V1	25 mm	18198735	29.26.01.3027	28
CSH25V2	25 mm	18198741	29.26.01.3028	28
CSH30	30 mm	18239121	29.26.01.2100	23
CSH30L	30 mm	18239173	29.26.01.2138	23
CSH30M1	30 mm	18198758	29.26.01.3040	26
CSH30S	30 mm	12726239	29.26.01.2148	23
CSH30V1	30 mm	18198764	29.26.01.3027	28
CSH30V2	30 mm	18198770	29.26.01.3028	28
CSH35	35 mm	18239138	29.26.01.2100	23
CSH35L	35 mm	18239196	29.26.01.2138	22
CSH35M1	35 mm	18198787	29.26.01.3040	26

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
CSH35S	35 mm	12726222	29.26.01.2148	23
CSH35V1	35 mm	18198793	29.26.01.3027	28
CSH40	40 mm	18239144	29.26.01.2100	23
CSH40L	40 mm	18239204	29.26.01.2138	22
CSH40M1	40 mm	18198801	29.26.01.3040	26
CSH40S	40 mm	12726245	29.26.01.2148	23
CSH40V1	40 mm	18198818	29.26.01.3027	28
CSIL15B	15 – 60 mm	20546497	29.26.01.2900	22
CU45F	45 mm	17206869	29.26.03.0060	64
CU45FT	45 mm	17206823	29.26.03.0061	64
CU45H	45 mm	17554866	29.26.03.0064	64
CU45HT	45 mm	17554889	29.26.03.0063	64
CU57F	57 mm	17206875	29.26.03.0059	64
CU57FT	57 mm	17206852	29.26.03.0062	64
CU57H	57 mm	17554872	29.26.03.0066	64
CU57HT	57 mm	17554895	29.26.03.0065	64
DP10M3	10 mm – 28 mm	18884287	29.26.12.3009	42 & 45
DP10V3	10 mm – 25 mm	18884318	29.26.12.3003	45
DP15M2	15 mm – 40 mm	18884270	29.26.12.3010	42 & 45
DP15V2	15 mm – 35 mm	18884301	29.26.12.3002	45
DP20M1	20 mm – 47 mm	18884264	29.26.12.3008	42 & 45
DP20V1	20 mm – 43 mm	18884293	29.26.12.3001	45
DP2503XS	3 mm	18239210	29.26.12.2015	69
DP4005	5 mm	18239227	29.26.12.2012	69
DP4005S	5 mm	18239233	29.26.12.2014	69
DP5020	20 mm – 60 mm	18884324	29.26.12.2013	40 & 45
DPB2000		18827467	29.26.11.6900	45
EMPLASECTAL		200420	29.26.10.4020	76
FS20		16622583	29.26.11.6173	74
HP101006	100 mm x 100 mm	10627941	29.26.07.0045	74
HP151506	150 mm x 150 mm	18239279	29.26.07.1024	74
HP202006	200 mm x 200 mm	10627935	29.26.07.2016	74
HP222224	220 mm x 220 mm	18239316	29.26.07.2015	74
HP30		4572710	29.26.10.1009	75
HP372206	370 mm x 220 mm	4877390	29.26.07.2014	74
IAA10M3B	10 mm – 28 mm	19536766	29.26.02.3125	42
IAA15M2B	15 mm – 40 mm	19536654	29.26.02.3124	42
IAA15M1B	15 mm – 47 mm	19536789	29.26.02.3123	42
IAA10V3B	10 mm – 25 mm	19536795	29.26.02.3120	44
IAA15V1B	15 mm – 43 mm	19536832	29.26.02.3118	44
IAA15V2B	15 mm – 35 mm	19536737	29.26.02.3119	44
IAH10M3B	10 mm – 28 mm	19536602	29.26.02.3126	41

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
IAH15M1B	15 mm – 47 mm	19536660	29.26.02.3121	41
IAH15M2B	15 mm – 40 mm	19536849	29.26.02.3122	41
IAH15V1B	15 mm – 43 mm	19536861	29.26.02.3115	43
IAH15V2B	15 mm – 35 mm	19536619	29.26.02.3116	43
IAH10V3B	10 mm – 25 mm	19536803	29.26.02.3117	43
IPA10V3	10 mm – 25 mm	18192514	29.26.02.3081	44
IPA15	15 mm – 60 mm	14419990	29.26.02.2172	39
IPA15V1	15 mm – 43 mm	18192744	29.26.02.3079	44
IPA15V2	15 mm – 35 mm	18192508	29.26.02.3080	44
IPA20	20 mm	14363491	29.26.02.2172	39
IPA20V1	20 mm	14367129	29.26.02.3079	44
IPA25	25 mm	14363516	29.26.02.2172	39
IPA25V1	25 mm	14367135	29.26.02.3079	44
IPA30	30 mm	14363522	29.26.02.2172	39
IPA30V1	30 mm	14367141	29.26.02.3079	44
IPA35	35 mm	14363539	29.26.02.2172	39
IPA35V1	35 mm	16128794	29.26.02.3079	44
IPA40	40 mm	14363640	29.26.02.2172	39
IPA40V1	40 mm	18192477	29.26.02.3079	44
IPG20	20 mm – 60 mm	17565551	29.26.02.2181	40
IPH10M3	10 mm – 28 mm	14360274	29.26.02.3086	41
IPH10M3T	10 mm – 28 mm	17551431	29.26.02.3093	41
IPH10V3	10 mm – 25 mm	18192566	29.26.02.3088	43
IPH15	15 mm – 60 mm	14419978	29.26.02.2179	38
IPH15M1	15 mm – 47 mm	18192454	29.26.02.3084	41
IPH15M1T	15 mm – 47 mm	18192460	29.26.02.3092	41
IPH15M2	15 mm – 40 mm	14360245	29.26.02.3085	41
IPH15M2T	15 mm – 40 mm	17551419	29.26.02.3091	41
IPH15T	15 mm – 60 mm	16134174	29.26.02.2173	38
IPH15S	15 mm – 60 mm	17551336	29.26.02.2186	39
IPH15V1	15 mm – 43 mm	14334638	29.26.02.3083	43
IPH15V2	15 mm – 35 mm	18192543	29.26.02.3087	43
IPH15V3	15 mm	18192448	29.26.02.3088	43
IPH20	20 mm	14330362	29.26.02.2179	38
IPH20M1	20 mm	14360239	29.26.02.3084	41
IPH20M2	20 mm	17617408	29.26.02.3085	41
IPH20V0	20 mm – 57 mm	14334710	29.26.02.3082	43
IPH20V1	20 mm	14334644	29.26.02.3083	43
IPH20V2	20 mm	14360185	29.26.02.3087	43
IPH20V3	20 mm	14360222	29.26.02.3088	43
IPH2070	20 mm – 70 mm	18825712	29.26.02.2187	38
IPH25	25 mm	14330379	29.26.02.2179	38

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
IPH25M1	25 mm	17617377	29.26.02.3084	41
IPH25M2	25 mm	17558410	29.26.02.3085	41
IPH25V1	25 mm	14334650	29.26.02.3083	43
IPH25V2	25 mm	14360191	29.26.02.3087	43
IPH30	30 mm	14330385	29.26.02.2179	38
IPH30M1	30 mm	17558350	29.26.02.3084	41
IPH30V1	30 mm	14334667	29.26.02.3083	43
IPH30V2	30 mm	14360216	29.26.02.3087	43
IPH35	35 mm	14330416	29.26.02.2179	38
IPH35M1	35 mm	17558373	29.26.02.3084	41
IPH35V1	35 mm	14334673	29.26.02.3083	43
IPH40	40 mm	14330422	29.26.02.2179	38
IPH40M1	40 mm	17558404	29.26.02.3084	41
IPH40V1	40 mm	14334704	29.26.02.3083	43
ISIL15B	15 – 60 mm	20546505	29.26.02.2900	38
KUBB2000		18095774	29.26.11.6900	60
PA3003	3 mm	20322869		68
PA3203	3 mm	20322875		68
PASTEOA		14055921	29.26.10.0038	75
SDE2-LA	160 mm x 200 mm	11549108	29.26.12.2009	71
SDE2-MA	85 mm x 250 mm	11549143	29.26.12.2007	71
SDE2-SA	240 mm x 155 mm	11549172	29.26.12.2006	70
SDE2-XSA	90 mm x 180 mm	11549203	29.26.12.2011	70
SDE2-XXLA	230 mm x 380 mm	11549120	29.26.12.2010	71
SGX30		17511897		77
SSAFETY100		4751772	29.26.10.3019	76
SSchere				77
USG15FT	15 mm – 60 mm	17255980	29.26.03.2061	56
USH10F	10 mm – 60 mm	18192572	29.26.03.2053	54
USH10FT	10 mm – 60 mm	18192589	29.26.03.2060	54
USH10H	15 mm – 60 mm	18192595	29.26.03.2065	54
USH10HT	10 mm – 60 mm	18192603	29.26.03.2066	54
USH10M1F	10 mm – 47 mm	18192626	29.26.03.3034	56
USH10M1FT	10 mm – 47 mm	18192655	29.26.03.3044	56
USH10M1H	10 mm – 47 mm	18192684	29.26.03.3061	57
USH10M1HT	10 mm – 47 mm	18192715	29.26.03.3060	57
USH10M2F	10 mm – 40 mm	18192649	29.26.03.3033	56
USH10M2FT	10 mm – 40 mm	18192678	29.26.03.3049	56
USH10M2H	10 mm – 40 mm	18192709	29.26.03.3063	57
USH10M2HT	10 mm – 40 mm	18192738	29.26.03.3052	57
USH10M3F	10 mm – 28 mm	13867002	29.26.03.3032	56
USH10M3FT	10 mm – 28 mm	16622459	29.26.03.3046	56

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
USH10M3H	10 mm – 28 mm	17557988	29.26.03.3062	57
USH10M3HT	10 mm – 28 mm	17557965	29.26.03.3056	57
USH10V1H	10 mm – 43 mm	17552867	29.26.03.3053	59
USH10V1HT	10 mm – 43 mm	17552927	29.26.03.3059	59
USH10V1F	10 mm – 43 mm	13866793	29.26.03.3035	58
USH10V1FT	10 mm – 43 mm	16622465	29.26.03.3045	58
USH10V2F	10 mm – 35 mm	13866801	29.26.03.3036	58
USH10V2FT	10 mm – 35 mm	16622376	29.26.03.3048	58
USH10V2H	10 mm – 35 mm	17552904	29.26.03.3055	59
USH10V2HT	10 mm – 35 mm	17552962	29.26.03.3058	59
USH10V3F	10 mm – 25 mm	13866818	29.26.03.3037	58
USH10V3FT	10 mm – 25 mm	16622554	29.26.03.3047	58
USH10V3H	10 mm – 25 mm	17552991	29.26.03.3054	59
USH10V3HT	10 mm – 25 mm	17553045	29.26.03.3057	59
USH15F	15 mm	17160535	29.26.03.2053	54
USH15H	15 mm	17552809	29.26.03.2065	54
USH15M1F	15 mm	18192632	29.26.03.3034	56
USH15M1H	15 mm	18192690	29.26.03.3061	57
USH15M2F	15 mm	13866994	29.26.03.3033	56
USH15M2H	15 mm	17557942	29.26.03.3063	57
USH15V1F	15 mm	13866824	29.26.03.3035	58
USH15V1H	15 mm	17757084	29.26.03.3053	59
USH15V2F	15 mm	13866830	29.26.03.3036	58
USH15V2H	15 mm	17757109	29.26.03.3055	59
USH15V3F	15 mm	13866847	29.26.03.3037	58
USH15V3H	15 mm	17553016	29.26.03.3054	59
USH20F	20 mm	17160541	29.26.03.2053	54
USH20H	20 mm	17552815	29.26.03.2065	54
USH20M1F	20 mm	13866988	29.26.03.3034	56
USH20M1H	20 mm	17557899	29.26.03.3061	57
USH20M2F	20 mm	17622355	29.26.03.3033	56
USH20M2H	20 mm	17757196	29.26.03.3063	57
USH20V1F	20 mm	13866876	29.26.03.3035	58
USH20V1H	20 mm	17757078	29.26.03.3053	59
USH20V2F	20 mm	13866882	29.26.03.3036	58
USH20V3F	20 mm	13866899	29.26.03.3037	58
USH20V2H	20 mm	17757115	29.26.03.3055	59
USH20V3H	20 mm	17553022	29.26.03.3054	59
USH25F	25 mm	17160558	29.26.03.2053	54
USH25H	25 mm	17552821	29.26.03.2065	54
USH25M1F	25 mm	17617466	29.26.03.3034	56
USH25M1H	25 mm	17757173	29.26.03.3061	57

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
USH25M2F	25 mm	17557824	29.26.03.3033	56
USH25M2H	25 mm	17557971	29.26.03.3063	57
USH25V1F	25 mm	13866913	29.26.03.3035	58
USH25V1H	25 mm	17757090	29.26.03.3053	59
USH25V2F	25 mm	13866936	29.26.03.3036	58
USH25V2H	25 mm	17552910	29.26.03.3055	59
USH30F	30 mm	17160564	29.26.03.2053	54
USH30H	30 mm	17552838	29.26.03.2065	54
USH30M1F	30 mm	17557770	29.26.03.3034	56
USH30M1H	30 mm	17557907	29.26.03.3061	57
USH30V1F	30 mm	13866942	29.26.03.3035	58
USH30V1H	30 mm	17552873	29.26.03.3053	59
USH30V2F	30 mm	13866959	29.26.03.3036	58
USH30V2H	30 mm	17552985	29.26.03.3055	59
USH35M1F	35 mm	17557787	29.26.03.3034	56
USH35M1H	35 mm	17557913	29.26.03.3061	57
USH35V1F	35 mm	13866965	29.26.03.3035	58
USH35V1H	35 mm	17552896	29.26.03.3053	59
USM13F	13 mm – 50 mm	17160386	29.26.03.1014	55
USM13FT	13 mm – 50 mm	17206504	29.26.03.1015	55
USM13H	13 mm – 50 mm	17846770	29.26.03.1018	55
USM13HT	13 mm – 50 mm	17846787	29.26.03.1017	55
USZ1		13867019	29.26.10.9000	60
USZ2		17931464	29.26.10.9000	60



Here for what matters

Unora GmbH  
Am Studio 16  
12489 Berlin  
Germany

[mail@unora.de](mailto:mail@unora.de)  
[www.unora.de](http://www.unora.de)

© Unora GmbH 2026

unora