

Stomocur® Alginat

Die Alginat-Produktreihe von Unora wurde speziell entwickelt, um die peristomale Haut gezielt zu unterstützen und ein optimales Hautmilieu zu fördern, indem überschüssige Feuchtigkeit effektiv reguliert wird. Der Hydrocolloid-Hautschutz enthält einen Alginatanteil von 15 %, einen natürlichen Inhaltsstoff aus Meeresalgen, der für seine feuchtigkeitsabsorbierenden und hautberuhigenden Eigenschaften bekannt ist.

Die clevere
Wahl bei
beanspruchter
Haut

unora



Stomocur® Alginat

Innovative Alginat-Formulierung zur Unterstützung
des natürlichen Hautgleichgewichts



Produktbeispiel
Kolostomie



Produktbeispiel
Ileostomie



Alginat

Alginat-Produkte sind für die Kolostomie- und Ileostomie-versorgung erhältlich, in Beige sowie in ausgewählten schwarzen Varianten.

Für die individuelle Versorgung stehen plane, medium konvexe (3,5 mm) und konvexe (7 mm) Hautschutzvarianten zur Verfügung.

Vorteile



Nimmt Feuchtigkeit auf und bindet sie zuverlässig. Für ein angenehmeres, trockenes Hautgefühl.



Enthält 15 % Alginat aus natürlicher Meeresalge.



Nimmt bis zu 1,5 × mehr Flüssigkeit auf als herkömmliche Hydrokolloide.*



Anatomische Passform für sicheren Sitz und hohen Tragekomfort.



Zuverlässiger Leckageschutz – für ein spürbares Plus an Sicherheit im Alltag.



Bildet ein elastisches Gel, das sich jeder Hautoberfläche anpasst.

* Basierend auf standardisierten Labortests, die eine bis zu 1,5-fach höhere Flüssigkeitsaufnahme im Vergleich zu unseren Standard-Hydrokolloidmaterialien zeigen.

Jetzt Muster bestellen

Sie haben Fragen oder möchten ein Muster bestellen?
Kontaktieren Sie unsere Stomaspezialisten – wir beraten Sie gerne.

E-Mail: stomaspezialisten@unora.de
Telefon: +49 (0) 30 65 07 36 0

unora

Here for what matters